

Kompatibilitätsliste für Createch

Stege und Brücken

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
AB DENTAL®	Internal	3,75	YES
AB DENTAL®	Multiunit	4,4	
AB DENTAL®	Aesthetic abutment with hex. P6H	4,75	
ADIN®	Touareg Estándar™	3,75	
ADIN®	Touareg Swell™	3,75	
ADIN®	Touareg-S™	3,75	YES
ADIN®	Touareg Closefit	3	
ADIN®	Touareg Closefit	3,5	YES
ADIN®	Touareg Closefit	TMA abutment	YES
ADIN®	Touareg Closefit	Flat Connection	YES
ALPHA BIO®	Interna Hex	3,75	YES
ALPHA BIO®	Pilar TSA	Pilar TSA	
ALPHA BIO®	Pilar TCT	TCT	
ALPHATECH®	Implant level	3,4	
ALPHATECH®	Abutment level	Abutment level	YES
ANTHOGYR®	Axiom®	3,4	
ANTHOGYR®	Axiom Multi unit®	4,8	YES
ANTHOGYR®	Straight conical abutment	4,0	YES
ANTHOGYR®	Straight conical abutment	5	YES
ANTHOGYR®	External Hex. (Anthofit)	3,5	YES
ANTHOGYR®	External Hex. (Anthofit)	4,0	YES
ANTHOGYR®	External Hex. (Anthofit)	5,0	YES
ANTHOGYR®	Internal Oct. (Anthofit)	3,5	YES
ANTHOGYR®	Internal Oct. (Anthofit)	4,0	YES
ANTHOGYR®	Internal Oct. (Anthofit)	5,0	YES
AVINENT®	Internal	3,5	YES
AVINENT®	Internal	4,2	YES
AVINENT®	External	3,5	
AVINENT®	External	4,1	YES
AVINENT®	External	5,1	
AVINENT®	Multi unit	Multi unit	YES
BEGO®	Semados® mini line	2,7	YES
BEGO®	Semados® mini line	2,9	YES
BEGO®	Semados® mini line	3,1	YES
BEGO®	Semados® S line	3,25	YES
BEGO®	Semados® S line	3,75	YES
BEGO®	Semados® S line	4,1	YES
BEGO®	Semados® S line	4,5	YES
BEGO®	Semados® S line	5,5	YES
BEGO®	Semados®	MultiPlus	
B&W®	External Hex	3,3	
B&W®	External Hex	4,1	YES
BICON®	Abutment level	Abutment level	
BIOCOMP®	Internal Hex.	4,2	
BIODENTA®	MULTI USE	4,5	

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
BIOHORIZONS®	Internal Hex.	3.0	YES
BIOHORIZONS®	Internal Hex.	3.5	YES
BIOHORIZONS®	Internal Hex	4.5	YES
BIOHORIZONS®	Internal Hex	5.7	YES
BIOHORIZONS®	External Hex.	3.5	
BIOHORIZONS®	External Hex.	4.0	YES
BIOHORIZONS®	External Hex.	5.0	YES
BIOHORIZONS®	External Hex.	6.0	YES
BIOHORIZONS®	Abutment for screw 4.2	Abutment for screw 4.2	YES
BIOHORIZONS®	Multi unit abutment	4,8	YES
BIOLOCK®	External Hex.	3,5	
BIOLOCK®	External Hex.	4,1	
BIONER	Interna	3,5	
BIONER	DM Micromini	3,5	YES
BIONER	Multi-Unit	4,8	YES
BIOMET 3i®	Certain™	3.4	YES
BIOMET 3i®	Certain™	4.1	YES
BIOMET 3i®	Certain™	5.0	YES
BIOMET 3i®	Certain™	6.0	YES
BIOMET 3i®	Micro mini implant	3.4	YES
BIOMET 3i®	External Hex.	4.1	YES
BIOMET 3i®	External Hex.	5.0	YES
BIOMET 3i®	External Hex.	6.0	YES
BIOMET 3i®	Standard Abutment	Standard Abutment	YES
BIOMET 3i®	Low Profile	4.8	YES
BIOMET 3i®	Conical Abutment	3.4	YES
BIOMET 3i®	Conical Abutment	5.0	YES
BIOMET 3i®	Conical Abutment	6.0	YES
BIOMET 3i®	lol Abutment®	lol Abutment®	YES
BIOTECH®	BIS y BIS Conic	3.6	YES
BIOTECH®	BIS y BIS Conic	3.5 y 3.9	YES
BIOTECH®	BIS y BIS Conic	4 y 4.4	YES
BIOTECH®	Biotech Kontakt	3	
BIOTECH®	Biotech Kontakt	3.3	
BIOTECH®	Biotech Kontakt abutment	4	YES
BIOTECH®	Biotech Kontakt Pilar Conico	4,9	YES
BIOTECH®	Conical abutmet	Conical abutmet	
BREDENT®	SKY	4.1	YES
BREDENT®	SKY F&F Abutment level	4.5	
BREDENT®	SKY F&F Abutment level	5.65	
BT lock®	BT Lock internal connection	3.3	YES
BT lock®	BT Lock internal connection	4.0	YES
BT lock®	BT Lock internal connection	5.0	YES
BTI®	External Hex. (Tiny®)	3.5	YES
BTI®	External Hex.	4.1	YES
BTI®	External Hex.	5.5	YES
BTI®	Internal conection	4.1	YES

EXCELLENCE LINE

Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
BTI®	Internal conection	5.5	YES
BTI®	Multi IM®	4.1	YES
BTI®	Multi IM®	5.5	YES
BTI®	Angled Muti IM®	Angled Muti IM®	YES
BTI®	Pilar Standard	4.5	YES
BTI®	Pilar Conico	4.8	YES
CALCITEK®	Integral	3.25	YES
CALCITEK®	Omniloc	3.25	YES
CALCITEK®	Shouldered Abutment	3.9	YES
CAMLOG®	Camlog	3.3	
CAMLOG®	Camlog	3.8	
CAMLOG®	Camlog	4.3	
CAMLOG®	Camlog	5.0	
CAMLOG®	Camlog	6.0	
CAMLOG®	Straight Bar Abutment	4.3	YES
CAMLOG®	Abled Bar Abutment	4.3	
CAMLOG®	Bar Abutment	6.0	YES
CAMLOG®	Vario Sr	3.8	
CAMLOG®	Vario Sr	4.3	
CAMLOG®	Vario Sr	5	
DENTALTECH®	Internal Hex	3.75	YES
DENTALTECH®	Internal Hex	4.5	
DENTALTECH®	Multipli	4,8	YES
DENTAURUM®	TioLogic	S implant level	
DENTAURUM®	TioLogic	M implant level	
DENTEGRIS®	Internal Hex	3,3	YES
DENTEGRIS®	Internal Hex	3,75	YES
DENTEGRIS®	Internal Hex	4,5	YES
DENTEGRIS®	Internal Hex	5,5	YES
DENTSPLY®	Ankylos®	Balance Base 4.2	YES
DENTSPLY®	Ankylos®	Balance Base 5.5	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Yellow	
DENTSPLY®	Astra Tech™	Aqua	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Lilac	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™ (ref antigua)	3.5 ST	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™ (ref antigua)	4.0 ST	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™ (ref antigua)	4.5-5.0 ST	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Uni Abutment 20°.	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Uni Abutment 45°	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Angled abutment	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Cresco™ abutment 4	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	Cresco™ abutment 4.1	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV 3,0	
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV 3,6	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV 4,2	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV 4,8	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV 5,4	YES

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV Uni Abutment 3,6	YES
DENTSPLY®	Astra Tech™	EV Angle Abutment 4,2	YES
DENTSPLY®	Xive®	Frialit™ 3.0	
DENTSPLY®	Xive®	Frialit™ 3.4	YES
DENTSPLY®	Xive®	Frialit™ 3.8	YES
DENTSPLY®	Xive®	Frialit™ 4.5	YES
DENTSPLY®	Xive®	Frialit™ 5.5	YES
DENTSPLY®	IMZ Twin Plus	3.3	
DENTSPLY®	IMZ Twin Plus	4.0	
DENTSPLY®	IMZ Twin Plus	Kinetic Conector	
DENTSPLY®	Xive TG®	4.8	YES
DENTSPLY®	Xive®	Abutment Level MP 3.8	YES
DENTSPLY®	Xive®	Abutment Level MP 4.5	YES
DENTSPLY®	Xive®MP	Abutment Level MP 5.5	YES
DYNA®	D. implant	3.9	
EASY IMPLANT®	Int. Conex	Lilas	YES
EASY IMPLANT®	Conical abutment	4.8	YES
EASY IMPLANT®	Conical abutment	6.0	YES
ECKERMAN®	Triplo®	4.5	YES
ECKERMAN®	Triplo®	5.0	YES
ECKERMAN®	All Spiral®	4.5	
EUROTECNICA®	Uneva	3,6/4,1	YES
EUROTECNICA®	Uneva	4,8	YES
EUROTECNICA®	Uneva	6	YES
EUROTECNICA®	Naturall	3.5	YES
EUROTECNICA®	Naturall	4.0	YES
EUROTECNICA®	Naturall	4.5	YES
EUROTECNICA®	Naturall	5	YES
EUROTECNICA®	Plural straight abutment	3.8	
EUROTECNICA®	Angulated abutment	3.8	YES
EUROTECNICA®	Tetra	Multi Unit 4,8	YES
EUROTECNICA®	Aesthetica	4,2	YES
EUROTECNICA®	Aesthetica	4,8	YES
EUROTECNICA®	Aesthetica	6,5	YES
GALIMPLANT	Internal conection	3,5	YES
GALIMPLANT	Abutment connection	4	YES
GMI®	Frontier	3.3	YES
GMI®	Frontier	4.3	YES
GTMedical	Internal hex (tipo astra lila)	4,5	YES
HI-TEC®	Internal hex.	3.5	YES
HI-TEC®	Internal hex.	4.5	YES
ICX®	Templant	4.0	
ICX®	Templant Plus	4,2	YES
ICX®	Multi koncept	4.8	YES
IDI®	Bio	4.0	YES
IMPLANTIUM™	Superline	3,5	YES
IMPLANTIUM™	Superline	4,5	YES

EXCELLENCE LINE

Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
IMPLANTIUM™	Superline abutment level	4,5	
IMPLANTIUM™	Superline abutment level	5,5	
IMPLANTIUM™	NR Line	3,5	
IMPLANTIUM™	NR Line	4,3	
IMPLANTIUM™	NR Line abutment Level	5.0	
IMPLANT DIRECT™	RePlant / Replus™	3.5	YES
IMPLANT DIRECT™	RePlant / Replus™	4.3	YES
IMPLANT DIRECT™	RePlant / Replus™	5.0	YES
IMPLANT DIRECT™	RePlant / Replus™	6.0	YES
IMPLANT DIRECT™	Legacy	3.0	YES
IMPLANT DIRECT™	Legacy	3.5	YES
IMPLANT DIRECT™	Legacy	4.5	YES
IMPLANT DIRECT™	Legacy	5.7	YES
IMPLANT DIRECT™	PPA Abutment	5.0	YES
IMPLANT DIRECT™	Screw Indirect	5.0	YES
IMPLANT DIRECT™	SwishPlant	3.7	
IMPLANT DIRECT™	SwishPlant	4.8	YES
IMPLANT DIRECT™	SwishPlant	6.5	YES
IMPLANT DIRECT™	Screwplant / Screwplus	3.7	YES
IMPLANT DIRECT™	Screwplant / Screwplus	4.7	YES
IMPLANT DIRECT™	Screwplant / Screwplus	5.7	YES
IMPLANT DIRECT™	Screwplant / Screwplus	6.5	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Pitt-Easy®	3.25	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Pitt-Easy®	3.75	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Pitt-Easy®	4.0	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Pitt-Easy®	4.9	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Endopore®	3.5	
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Endopore®	4.1	YES
INNOVA LIFESCIENCIES CORPORATION®	Endopore®	5.0	YES
KEYSTONE®	Primaconnex	3.5	YES
KEYSTONE®	Primaconnex	4.1	YES
KEYSTONE®	Primaconnex	5.0	YES
KEYSTONE®	Primaconnex Multi Unit	4.8	
KLOCKNER®	External Hex NK2	4.2	YES
KLOCKNER®	External Hex NK2	5.0	YES
KLOCKNER®	External Hex SK2	4.2	YES
KLOCKNER®	External Hex SK2	5.0	YES
KLOCKNER®	External Hex S3M	3.3	YES
KLOCKNER®	Essential®	4.5	YES
KLOCKNER®	Essential®	6.0	YES
KLOCKNER®	Essential®	Octacone®	YES
KLOCKNER®	Multicone	5.0	YES
KLOCKNER®	Vega	3,5	YES
KLOCKNER®	Vega	4,0/4,5	YES
KLOCKNER®	Vega	RV Permanent	YES
KLOCKNER®	Morphologic	abutment level 12°	YES
LASAK BIONIQ®	Internal hex	4	YES

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
LASAK BIONIQ®	Screw on abutment	4,6	YES
LIFECORE®	External Hex.	3.3	YES
LIFECORE®	External Hex.	4.1	YES
LIFECORE®	External Hex.	5.0	
LIFECORE®	Internal Hex.	3.75	YES
LIFECORE®	Internal Hex.	4.5	YES
MEDENTIKA®	M-Implant	3.0	
MEDENTIKA®	M-Implant	3.5	YES
MEDENTIKA®	M-Implant	4.0	YES
MEDENTIKA®	M-Implant	4.5	YES
MEDENTIKA®	M-Implant	5.0	YES
MEDENTIKA®	M-Base	Pilar Recto	YES
MEDENTIKA®	M-Base	Pilar Angulado 20°	YES
MEDICAL INSTINCT®	Bone-trust	3,4	
MEDICAL INSTINCT®	Bone-trust	4	
MEDICAL INSTINCT®	Bone-trust	5	
MEGAGEN®	Exfeel External®	3.5	YES
MEGAGEN®	Exfeel External®	4.1	YES
MEGAGEN®	Exfeel External®	5.0	YES
MEGAGEN®	Exfeel Internal®	4.8	YES
MEGAGEN®	Octa Abutment®	3,8	YES
MEGAGEN®	Octa Abutment®	4,8	YES
MEGAGEN®	Octa Abutment®	5,8	YES
MEGAGEN®	Ez plus™ Internal	3.5	YES
MEGAGEN®	Ez plus™ Internal	4.0	YES
MEGAGEN®	Rescue Internal®	5.0	
MEGAGEN®	Rescue Internal®	6.0	
MEGAGEN®	Rescue External®	5.0	
MEGAGEN®	Rescue External®	6.0	
MEGAGEN®	Mini Implant	3.0	
MEGAGEN®	Multi Unit (S-Type)®	4,8	
MEGAGEN®	Multi Unit (N-Type)®	4,8	
MICRODENT®	System mini	3.50	
MICRODENT®	System	4.20	YES
MICRODENT®	System	5.10	YES
MICRODENT®	Universal	4.10	YES
MICRODENT®	Universal	5.10	YES
MICRODENT®	Trylogic mini	3.8	YES
MICRODENT®	Trylogic	4.30	YES
MICRODENT®	Trylogic	5.10	YES
MICRODENT®	Genius Abutment	level 4.8	
MICRODENT®	Pilar Capitel	4.8	YES
MICRODENT®	Pilar Capitel	4.8 Pilar Angulado	YES
MIS®	BioCom External Hex.	4.1	YES
MIS®	BioCom External Hex.	5.0	YES
MIS®	Seven	3.3	YES
MIS®	Seven	3.75	YES

EXCELLENCE LINE

Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
MIS®	Seven	4.5	YES
MIS®	Coni. Con Multi unit	4.5	
MIS®	Multi unit	4.8	YES
MIS®	C1	3,75	YES
MOZO GRAU®	External Hex. Osseous®	mini 3.4	YES
MOZO GRAU®	External Hex. Osseous®	4.1	YES
MOZO GRAU®	External Hex. Osseous®	5.0	
MOZO GRAU®	MG InHex®	MINI	
MOZO GRAU®	MG InHex®	STD 3.5	YES
MOZO GRAU®	MG InHex®	MAXI 4.5	YES
MOZO GRAU®	Pilar cónico	10°	YES
MOZO GRAU®	Pilar cónico	30°	YES
NEODENT®	External Hex.	3.3	YES
NEODENT®	External Hex.	4.1	YES
NEODENT®	External Hex.	4.3	YES
NEODENT®	External Hex.	5	YES
NEODENT®	CM implant Level	3,5-3,75-4-4,3-5	
NEODENT®	Pilar CM	4.8	
NEODENT®	Mini Pilar Conico	4.1	YES
NEODENT®	Pilar Micro	3.5	YES
NEOSS®	Proactive	3.25	YES
NEOSS®	Proactive	4.1	YES
NEOSS®	Access	4,1	YES
NOBEL BIOCARE®	Active™	3.0	
NOBEL BIOCARE®	Active™	NP 3.5	YES
NOBEL BIOCARE®	Active™	RP 3.9	YES
NOBEL BIOCARE®	Active™	WP 5.1	YES
NOBEL BIOCARE®	Brånemark System™	3.5	YES
NOBEL BIOCARE®	Brånemark System™	4.1	YES
NOBEL BIOCARE®	Brånemark System™	5.0	YES
NOBEL BIOCARE®	Brånemark System™	Zigoma	
NOBEL BIOCARE®	EsthetiCone Abutment 4.8	EsthetiCone Abutment 4.8	YES
NOBEL BIOCARE®	Multi-Unit Abutment RP	4.8	YES
NOBEL BIOCARE®	Multi-Unit Abutment WP	6.0	YES
NOBEL BIOCARE®	Multi-Unit Angled Abutment	Multi-Unit Angled Abutment	YES
NOBEL BIOCARE®	Standard Abutment	Standard Abutment	YES
NOBEL BIOCARE®	Replace™	3.5	YES
NOBEL BIOCARE®	Replace™	4.3	YES
NOBEL BIOCARE®	Replace™	5.0	YES
NOBEL BIOCARE®	Replace™	6.0	YES
NOBEL BIOCARE®	Sterioss (Int. Connection)	3.8	
NOBEL BIOCARE®	Sterioss (UMA ABUTMENT)	3.9	
NOBEL BIOCARE®	Sterioss (PME ABUTMENT)	4.5	
NORMON®	Internal conection	3,5	YES
NUOVA GEASS®	Kentron	3.8	YES
NUOVA GEASS®	Kentron	4.5	
NUOVA GEASS®	Kentron	5.5	

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
NUOVA GEASS®	Pilar Barra	4.8	YES
NUOVA GEASS®	Pilar Barra	5.2	YES
NUOVA GEASS®	Pilar Barra	5.9	YES
OSPOL®	Ospol	3.35	YES
OSPOL®	Ospol	4.1	YES
OSSTEM®	TS	MINI 3,5	YES
OSSTEM®	TS	REGULAR 4	YES
OSSTEM®	US External Hex.	3,5	YES
OSSTEM®	US External Hex.	4,1	YES
OSSEOLIFE®	Internal Oct. (OIN)	4.0	YES
OSSEOLIFE®	Internal Oct. (OIN)	5.0	YES
OSTEOCARE®	Internal conection	3,75	YES
OSTEOCARE®	Internal conection	4,5	YES
OSTEOCARE®	Internal conection	5,5	YES
OSTEOPLUS®	Argentum	4.2	
OSTEOPLUS®	Iridium	3.5	
OSTEOPLUS®	Iridium	4.2	
OSTEOPLUS®	Platinum	3.5	
OSTEOPLUS®	Platinum	4.2	
OSTEOPLUS®	Platinum	5.5	
OT MEDICAL®	OT- F2 / F3	3.4	YES
OT MEDICAL®	OT- F2 / F3	3.8	YES
OT MEDICAL®	OT- F2 / F3	4.1	YES
OT MEDICAL®	OT- F2 / F3	5.0	YES
PHIBO®	Aurea	NP	YES
PHIBO®	Aurea	RP	YES
PHIBO®	Aurea	WP	YES
PHIBO®	TSH	S2	YES
PHIBO®	TSH	S3	YES
PHIBO®	TSH	S4	YES
PHIBO®	TSH	S5	YES
PHIBO®	TSA	S4	YES
PROCLINIC®	External Hex.	S2 Ø 3.3	YES
PROCLINIC®	External Hex.	S3 Ø 4.0	YES
PROCLINIC®	External Hex.	S4 Ø 4.0	YES
PROCLINIC®	External Hex.	S5 Ø 4.0	YES
PROCLINIC®	External Hex.	Serie Ancha S5 Ø 5.0	YES
PROCLINIC®	Int. Hex	S2 Ø 3.75	YES
PROCLINIC®	Int. Hex	S3 Ø 3.75	YES
PROCLINIC®	Int. Hex	S4 Ø 3.75	YES
PROCLINIC®	Int. Hex	Serie Ancha S4 Ø 4.2	
PROCLINIC®	Internal conection MT-12 (Tipo astra)	3,5	YES
QUANTUM®	QVS System	3.5	
QUANTUM®	QVS System	4.0	
QUANTUM®	QVS System	5.0	
SAMO BIOMEDICA®	Smiler System	3.8	YES
SAMO BIOMEDICA®	Smiler System	4.5	YES

EXCELLENCE LINE

Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
SAMO BIOMEDICA®	Smiler System	5,5	YES
SAMO BIOMEDICA®	Smiler System	6,5	YES
SCHÜTZ DENTAL GROUP®	Internal connection	3,3	
SCHÜTZ DENTAL GROUP®	Internal connection	4,2	
SCHÜTZ DENTAL GROUP®	Internal connection	5,3	
SGS	Internal connection	3,75	
SIC®	Internal connection	3,3	
SIC®	Internal connection	4,2	
SIGNO VINCES®	External Hex. (Duo e Inttegra)	3,3	
SIGNO VINCES®	External Hex. (Duo e Inttegra)	4,1	YES
SIGNO VINCES®	External Hex. (Duo e Inttegra)	5,0	
SIGNO VINCES®	Int. Hex (Duocon)	3,8	YES
SIGNO VINCES®	Int. Hex (Duocon)	4,6	YES
SIGNO VINCES®	Int. Hex (Duocon)	5,5	YES
S.I.N®	External Hex.	3,4	YES
S.I.N®	External Hex.	4,1	YES
S.I.N®	External Hex.	5,0	YES
S.I.N®	External Hex.	5,0 Implante Corto	
S.I.N®	Int. Hex (Strong SW)	3,8	YES
S.I.N®	Int. Hex (Strong SW)	4,5	YES
S.I.N®	Int. Hex (Strong SW)	5,5	YES
S.I.N®	Int. Hex (Strong)	3,8	YES
S.I.N®	Int. Hex (Strong)	4,5	YES
S.I.N®	Int. Hex (Strong)	5,5	YES
SERF®	EVL®	3,3	YES
SERF®	EVL®	4,5	YES
SERF®	EVL®	5	
SERF®	EVL®	Multi E 4	YES
SERF®	EVL®	Multi E 5	YES
SERF®	EVL®	Multi E 6	YES
SERF®	EVL®	Multi Angle 5	YES
SERF®	EVL®	Multi Angle 6	YES
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex.	3,4	YES
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex.	4,1	YES
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex.	5,0	YES
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex.	6,0	YES
SOUTHERN IMPLANTS	TRI-NEX	3,5	YES
SOUTHERN IMPLANTS	TRI-NEX	4,5	YES
SOUTHERN IMPLANTS	Multi unit	4,8	YES
SOUTHERN IMPLANTS	Multi unit	6	YES
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	3	
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	4	YES
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	5	YES
SOUTHERN IMPLANTS	IT (Tissue Level)	4,8	YES
SOUTHERN IMPLANTS	IT (Tissue Level)	6,5	YES
STERNGOLD SQP®	External Hex.	3,5	YES
STERNGOLD SQP®	External Hex.	4,1	YES

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
STERNGOLD SQP®	Pilar Standard	4.5	YES
STRAUMANN®	Bone level	NC 3,3	YES
STRAUMANN®	Bone level	RC 4,1-4.8	YES
STRAUMANN®	Multibase abutment	NC	YES
STRAUMANN®	Multibase abutment	RC	YES
STRAUMANN®	Multibase abutment	WC	YES
STRAUMANN®	Multibase Angled abutment	Multibase Angled abutment	YES
STRAUMANN®	Standard Plus. H. External INN	3,3	YES
STRAUMANN®	Tissue Level	NNC	YES
STRAUMANN®	Tissue Level	RN 4,8	YES
STRAUMANN®	Tissue Level	WN 6,5	YES
STRAUMANN®	Pilar SynOcta®	RN	YES
STRAUMANN®	Pilar SynOcta®	WN	YES
STRAUMANN®	SRA ABUTMENT	NC 3,5	YES
STRAUMANN®	SRA ABUTMENT	RC 4,6	YES
STRAUMANN®	Bonefit	Bonefit	
STRAUMANN®	F-Type	F-Type	
SURCAM®	Multi unit abutment	Multi unit abutment	YES
SWEDEN & MARTINA®	Global	3.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	Global	4.3	YES
SWEDEN & MARTINA®	Global	4.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	External Hex. (Outlink)	3.3	YES
SWEDEN & MARTINA®	External Hex. (Outlink)	4.1	YES
SWEDEN & MARTINA®	External Hex. (Outlink)	5.0	YES
SWEDEN & MARTINA®	Khono GT	4.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	Khono GT	6.0	
SWEDEN & MARTINA®	Premiun Khono	3.3	YES
SWEDEN & MARTINA®	Premiun Khono	3.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	Premiun Khono	4,25	YES
SWEDEN & MARTINA®	Premiun Khono	5	YES
SWEDEN & MARTINA®	Pilar P.A.D	4.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	Stark-D	4.8	YES
SWEDEN & MARTINA®	Stark-D	6.5	YES
TBR®	M y Z1-M	3.2	YES
TBR®	M y Z1-M	3.9	YES
TBR®	M y Z1-M	4.7	YES
TBR®	Connect, Conic, Classic, Baby y Z1-Connect	3.5	YES
TBR®	Connect, Conic, Classic, Baby y Z1-Connect	4.0	YES
TBR®	Connect, Conic, Classic, Baby y Z1-Connect	5.0	YES
TBR®	Hexágono externo Hex-Conic	3.5	YES
TBR®	Hexágono externo Hex-Conic	4.0	YES
TBR®	Hexágono externo Hex-Conic	5.0	YES
TBR®	Pilar Conico	3.5	YES
TBR®	Pilar Conico	4.0	YES
TBR®	Pilar Conico	5.0	YES
TBR®	Idea		
TEKKA®	Int. Hex (Progress)	3.4	YES

EXCELLENCE LINE			
Implantat	Verbindung	Plattform	Abgewinkelter Schraubenkanal (Stege und Brücken)
TEKKA®	Int. Hex (Progress)	4.0	YES
TEKKA®	Int. Hex (Progress)	4.5	YES
TEKKA®	Int. Hex (Progress)	5.0	YES
TEKKA®	Int. Hex (Progress)	6.0	YES
TEKKA®	In-Kone Conico	4.3	YES
TEKKA®	In-Kone Conico	Conico Pilar angulado	YES
TEKKA®	Twin-Kon Conico	Pilar Conico 5,43	YES
TEKKA®	Conical abutment	3.4	YES
TEKKA®	Conical abutment	4.0	YES
TEKKA®	Conical abutment	4.5	YES
TEKKA®	Conical abutment	5.0	YES
TEKKA®	Conical abutment	6.0	YES
TEKKA®	Quattro Abutment	4.7	YES
TEKKA®	Quattro Abutment	5.5	
TFI®	Abutment level	4,5	YES
TFI®	Abutment level	5	YES
THOMMEN®	PF	3.5	
THOMMEN®	PF	4.0	YES
THOMMEN®	PF	4.5	YES
THOMMEN®	PF	5.0	YES
THOMMEN®	PF	6.0	YES
THOMMEN®	Abutment level	4,8	YES
TRI®	Vent	3,5	YES
ZIMMER®	Pilar ACT	4.5	YES
ZIMMER®	Tapered Screw Vent &Screw Vent	3.5	YES
ZIMMER®	Tapered Screw Vent &Screw Vent	4.5	YES
ZIMMER®	Tapered Screw Vent &Screw Vent	5.7	YES
ZIMMER®	Spline	3.25	YES
ZIMMER®	Spline	3.75	YES
ZIMMER®	Spline	4.0	YES
ZIMMER®	Spline	5.0	YES
ZIMMER®	Spline	Pilar Hombro Ø 4,5	
ZIMMER®	SwissPlus	3,8	YES
ZIMMER®	SwissPlus	4,8	YES

International Headquarters

Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12
 CH-4002 Basel, Switzerland
 Phone +41 (0)61 965 11 11
 Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
 Heinrich-von-Stephan-Straße 21
 79100 Freiburg
 Tel.: 0761/4501 0
 Fax: 0761/4501 149
www.straumann.de

CREATECH MEDICAL S.L.
 Pol. Kurutz Gain, P.3B 20850 Mendara (Guipúzcoa) SPAIN
www.createchmedical.com

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg.
 Straumann® und / oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und / oder ihrer verbundenen Unternehmen.