

Übersicht Scan Body List

| Implantatmarke | Verbindung | Plattform | Rotationsgeschützte Innenverbindung | | | Nicht-rotationsgeschützte Innenverbindung | | Scanbody | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Ti Abutment | CrCo Abutment | Abgewinkelter Schraubkanal | Brücken / Stege | Abgewinkelter Schraubkanal | Referenz-Nr. | Lieferant |
| ALPHA BIO® | Interna Hex | 3.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5019 | ALPHA BIO |
| ALPHA BIO® | TSA Abutment | TSA Abutment | - | - | - | ✓ | - | 5023 | ALPHA BIO |
| BEGO® | Semados® mini line | 2.7 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57330 | BEGO |
| BEGO® | Semados® mini line | 2.9 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57330 | BEGO |
| BEGO® | Semados® mini line | 3.1 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57330 | BEGO |
| BEGO® | Semados® S line | 3.25 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57060 | BEGO |
| BEGO® | Semados® S line | 3.75 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57060 | BEGO |
| BEGO® | Semados® S line | 4.1 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57060 | BEGO |
| BEGO® | Semados®S line | 4.5 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57060 | BEGO |
| BEGO® | Semados® S line | 5.5 | - | - | - | ✓ | ✓ | 57060 | BEGO |
| BEGO® | Semados® | MultiPlus | - | - | - | ✓ | - | 57529 | BEGO |
| BIOMET 3i® | Certain™ | 3.4 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | H1400 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | Certain™ | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | H1410 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | Certain™ | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | H1410 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | Certain™ | 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | H1410 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | Micro mini implant | 3.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I1400 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | External Hex. | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I1410 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | External Hex. | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I1410 | ETKON IDENT |
| BIOMET 3i® | External Hex. | 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I1410 | ETKON IDENT |
| BTI® | External Hex. (Tiny®) | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ZBAD3131 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | External Hex. | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ZBAD3231 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | External Hex. | 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ZBAD3232 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | Internal conection | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ZBAD3631 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | Internal conection | 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ZBAD3632 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | Multi IM® | 4.1 | - | - | - | ✓ | ✓ | ZBAD3331 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | Multi IM® | 5.5 | - | - | - | ✓ | ✓ | ZBAD3332 | ZIRKONZAHN |
| BTI® | Angled Muti IM® | Angled Muti IM® | - | - | - | ✓ | ✓ | ZBAD3334 | ZIRKONZAHN |
| CAMLOG® | Camlog | 3.3 | - | - | - | ✓ | - | K2610.3310 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Camlog | 3.8 | - | - | - | ✓ | - | CAMLOG38/K2610.3810 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Camlog | 4.3 | - | - | - | ✓ | - | CAMLOG43/K2610.4310 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Camlog | 5.0 | - | - | - | ✓ | - | CAMLOG5/K2610.6010 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Straight Bar Abutment | 4.3 | - | - | - | ✓ | ✓ | J2610.4300 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Angle Bar Abutment | 4.3 | - | - | - | ✓ | ✓ | J2610.4300 | CAMLOG |
| CAMLOG® | Bar Abutment | 6.0 | - | - | - | ✓ | ✓ | J2610.6000 | CAMLOG |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | Yellow | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | S1430 | ETKON IDENT |

Übersicht Scan Body List

| Implantatmarke | Verbindung | Plattform | Rotationsgeschützte Innenverbindung | | | Nicht-rotationsgeschützte Innenverbindung | | Scanbody | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------|
| | | | Ti Abutment | CrCo Abutment | Abgewinkelter Schraubkanal | Brücken / Stege | Abgewinkelter Schraubkanal | Referenz-Nr. | Lieferant |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | Aqua | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | S1400 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | Lilac | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | S1420 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | EV 3,0 | – | – | – | ✓ | ✓ | EV1400 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | EV 3,6 | – | – | – | ✓ | ✓ | EV1410 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | EV 4,2 | – | – | – | ✓ | ✓ | EV1420 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | EV 4,8 | – | – | – | ✓ | ✓ | EV1430 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | EV 5,4 | – | – | – | ✓ | ✓ | EV1440 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Xive® | Frialit™ 3.4 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | T1400 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Xive® | Frialit™ 3.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T1405 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Xive® | Frialit™ 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T1410 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Xive® | Frialit™ 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T1410 | ETKON IDENT |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | Uni Abutment 20° | – | – | – | ✓ | ✓ | ASTP20 | CREATECH MEDICAL |
| DENTSPLY® | Astra Tech™ | Uni Abutment 45° | – | – | – | ✓ | ✓ | ASTP45 | CREATECH MEDICAL |
| EUROTECNICA® | Uneva | 3,6/4,1 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETKUN.41SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Uneva | 4,8 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETKUN.48SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Uneva | 6 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETKUN.60SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Naturall | 3.5 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK NA 35 SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Naturall | 4.0 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ETK NA 35 SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Naturall | 4.5 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ETK NA 35 SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Naturall | 5 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK NA 35 SB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Plural straight abutment | 3.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK NA SPD | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Aesthetica | 4,2 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK AE NPSB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Aesthetica | 4,8 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK AE RPSB | EUROTECNICA |
| EUROTECNICA® | Aesthetica | 6,5 | – | – | – | ✓ | ✓ | ETK AE WPSB | EUROTECNICA |
| LASAK BIONIQ® | Internal hex | 4 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 1801.00 | LASAK |
| LASAK BIONIQ® | Screw on abutment | 4,6 | – | – | – | ✓ | ✓ | 2811.00 | LASAK |
| MEGAGEN® | Exfeel External® | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AEXESS4013 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Exfeel External® | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AEXESR4013 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Exfeel Internal® | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | AEXISR4010 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Octa Abutment® | 3,8 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AOCES4011 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Octa Abutment® | 4,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AOCES4011 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Octa Abutment® | 5,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AOCES4011 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Ez plus™ Internal | 3.5 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | AEZISS4013 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Ez plus™ Internal | 4.0 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | AEZIRS4013 | MEGAGEN |
| MEGAGEN® | Anyridge® implant level | Anyridge® implant level | ✓ | ✓ | – | – | – | AANISR4013T | MEGAGEN |

Übersicht Scan Body List

| Implantatmarke | Verbindung | Plattform | Rotationsgeschützte Innenverbindung | | | Nicht-rotationsgeschützte Innenverbindung | | Scanbody | |
|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Ti Abutment | CrCo Abutment | Abgewinkelter Schraubenkanal | Brücken / Stege | Abgewinkelter Schraubenkanal | Referenz-Nr. | Lieferant |
| MEGAGEN® | Mini Implant | 3.0 | – | ✓ | – | ✓ | – | MISS3513 | MEGAGEN |
| MIS® | Seven | 3.3 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | MN–SP102 | MIS |
| MIS® | Seven | 3.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MD–SP102 | MIS |
| MIS® | Seven | 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MW–SP102 | MIS |
| MIS® | Multi unit | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | MU–SP102 | MIS |
| NEODENT® | External Hex. | 3.3 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 108.073 | NEODENT |
| NEODENT® | External Hex. | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 108.071 | NEODENT |
| NEODENT® | External Hex. | 4.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 108.071 | NEODENT |
| NEODENT® | External Hex. | 5 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 108.072 | NEODENT |
| NEODENT® | CM implant Level | 3,5–3,75–4–4,3–5 | ✓ | ✓ | – | – | – | 108.101 | NEODENT |
| NEODENT® | CM Abutment | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | 108.103 | NEODENT |
| NEODENT® | Mini conial abutment | 4.1 | – | – | – | ✓ | ✓ | 108.094 | NEODENT |
| NEODENT® | Micro Abutment | 3.5 | – | – | – | ✓ | ✓ | 108.102 | NEODENT |
| NOBEL BIOCARE® | Active™ | 3.0 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | F1420 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Active™ | NP 3.5 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | F1400 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Active™ | RP 3.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | F1410 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Active | WC | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2B–C | NOBEL–ELOS |
| NOBEL BIOCARE® | Brånemark System™ | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | K1400 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Brånemark System™ | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | K1410 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Brånemark System™ | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | K1420 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Replace™ | 3.5 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | E1400 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Replace™ | 4.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E1410 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Replace™ | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E1420 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Replace™ | 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E1430 | ETKON IDENT |
| NOBEL BIOCARE® | Multi–Unit Abutment RP | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | NBMU48 | CREATECH MEDICAL |
| NOBEL BIOCARE® | Multi–Unit Abutment WP | 6.0 | – | – | – | ✓ | ✓ | NBMU6,5 | CREATECH MEDICAL |
| OT MEDICAL® | OT– F2 /F3 | 3.8 | – | ✓ | – | ✓ | – | 02–6389006000 | OT MEDICAL |
| OT MEDICAL® | OT– F2 /F3 | 4.1 | – | ✓ | – | ✓ | – | 02–6419006000 | OT MEDICAL |
| OT MEDICAL® | OT– F2 /F3 | 5.0 | – | ✓ | – | ✓ | – | 02–6509006000 | OT MEDICAL |
| SERF® | EVL® | 3.3 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNVEVL3,3 | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | 4.5 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNVEVL4 | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | 5 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNVEVL5 | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | Multi E 4 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNMUNR | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | Multi E 5 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNMUST | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | Multi E 6 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNMUWD | SOCINSER |

Übersicht Scan Body List

| Implantatmarke | Verbindung | Plattform | Rotationsgeschützte Innenverbindung | | | Nicht-rotationsgeschützte Innenverbindung | | Scanbody | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | Ti Abutment | CrCo Abutment | Abgewinkelter Schraubkanal | Brücken/ Stege | Abgewinkelter Schraubkanal | Referenz-Nr. | Lieferant |
| SERF® | EVL® | Multi Angle 5 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNMUAST | SOCINSER |
| SERF® | EVL® | Multi Angle 6 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNMUAST | SOCINSER |
| STRAUMANN® | Bone level | NC 3,3 | – | – | – | ✓ | ✓ | 025.2915 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | Bone level | RC 4,1–4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | 025.4915 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | Standard Plus. H. External INN | 3,3 | – | – | – | ✓ | ✓ | 48.167 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | Tissue Level | NNC | – | – | – | ✓ | ✓ | 48.173 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | Tissue Level | RN 4,8 | – | – | – | ✓ | ✓ | 48.168 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | Tissue Level | WN 6,5 | – | – | – | ✓ | ✓ | 48.169 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | SRA ABUTMENT | NC 3,5 | – | – | – | ✓ | ✓ | 025.0000 | STRAUMANN |
| STRAUMANN® | SRA ABUTMENT | RC 4,6 | – | – | – | ✓ | ✓ | 025.0001 | STRAUMANN |
| SWEDEN & MARTINA® | Global | 3.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | U–CAMETRA–3,8 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Global | 4.3 | – | – | – | ✓ | ✓ | U–CAMETRA–3,8 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Global | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | U–CAMETRA–3,8 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Ext. Hex (Outlink) | 3.3 | – | – | – | ✓ | ✓ | E–CAMETRA330 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Ext. Hex (Outlink) | 4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E–CAMETRA410 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Ext. Hex (Outlink) | 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E–CAMETRA410 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Khono GT | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | A–TG–CAMTRA–M | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Khono GT | 6.0 | – | – | – | ✓ | – | A–TG–CAMTRA–M | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Premiun Khono | 3.3 | – | – | – | ✓ | ✓ | A–CAMETRA 330 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Premiun Khono | 3.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | A–CAMETRA 380 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Premiun Khono | 4,25 | – | – | – | ✓ | ✓ | A–CAMETRA 425 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Premiun Khono | 5 | – | – | – | ✓ | ✓ | A–CAMETRA 5 | S&M |
| SWEDEN & MARTINA® | Pilar P.A.D | 4.8 | – | – | – | ✓ | ✓ | PAD–CAMETRA 500 | S&M |
| TEKKA® | In–Kone Conico | 4.3 | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNPC4,3 | TEKKA |
| TEKKA® | In–Kone Conico | Angled conical abutment | – | – | – | ✓ | ✓ | DTNPAOF | TEKKA |
| THOMMEN® | PF | 3.5 | – | ✓ | – | ✓ | – | 2.03.770 | THOMMEN |
| THOMMEN® | PF | 4.0 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 2.03.771 | THOMMEN |
| THOMMEN® | PF | 4.5 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.03.772 | THOMMEN |
| THOMMEN® | PF | 5.0 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.03.773 | THOMMEN |
| THOMMEN® | PF | 6.0 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.03.774 | THOMMEN |
| ZIMMER® | Tapered Screw Vent & Screw Vent / Biohorizons | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R1400 | ETKON IDENT |
| ZIMMER® | Tapered Screw Vent & Screw Vent / Biohorizons | 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R1410 | ETKON IDENT |
| ZIMMER® | Tapered Screw Vent & Screw Vent / Biohorizons | 5.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R1420 | ETKON IDENT |

CREATECH MEDICAL S.L.
Pol. Kurutz Gain, P3B 20850 Mendaro (Guipúzcoa) SPAIN, www.createchmedical.com

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.