

Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem 3Shape System.



Individualisierte Straumann® CARES® Prothetiklösungen¹ per **Mausklick verfügbar**. Installieren Sie die Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihrer Software, um Zugang zu den Prothetiklösungen von Straumann zu erhalten – darunter individuelle Abutments und zahngetragene Restaurationen.

1. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN.

- Das individuelle Original-Abutment auf Straumann-Implantat² für zuverlässige Prothetiklösungen mit Straumann Garantie³.
- Qualitativ hochwertige individuelle Prothetikkomponenten – darunter Gerüste aus Kobalt-Chrom-Legierung (coron®) und hoch stabilem Zirkondioxid (zerion®) für höchste Zuverlässigkeit.



2. INSTALLIEREN SIE DAS SOFTWAREMODUL FÜR EINE HÖHERE RENTABILITÄT.

- Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen.
- Möglicher Zugang zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen.

3. PROFITIEREN SIE VON EINEM EINFACHEN UND EFFIZIENTEN ARBEITSABLAUF.

- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software. Keine Schulung erforderlich.



Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.straumann.de/cares8

WIE ERHALTE ICH MIT 3SHAPE ZUGANG ZU CARES® PROTHETIKKOMPONENTEN?

- Laden Sie das unkonfigurierte Basis-Installationsprogramm von Straumann herunter und importieren Sie es in das 3Shape System.
- Für Ihre individuellen Bedürfnisse stehen zwei verschiedene Straumann DME-Datenpakete zur Verfügung:
 1. CARES® Abutment DME
 2. CARES® Tooth-borne DME
- Download-Quelle
 - Option 1 = 3Shape "Download Center"
 - Option 2 = www.straumann.com/connect2cares
- Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.



AUCH VERFÜGBAR: DAS STRAUMANN® VARIOBASE™ IMPLANT KIT.

- Option 1: Anbindung in Ihrem System
Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.
- Option 2: DME-Datei Straumann® Variobase™ als Download
Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.8.8.9 (oder höher – Version 2.9.9.1 ist empfohlen) der 3Shape Software installiert ist
- Download-Quelle: www.straumann.com/connect2cares

Eine großartige Möglichkeit des Zugangs zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Zugang zu CARES® Prothetiklösungen!

¹ Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land verschieden sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Support, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

² Bitte prüfen Sie, ob die 3Shape Software in Ihrem Land zugelassen ist; implantatgetragene Prothetiklösungen sind eventuell nicht verfügbar.

³ 5 oder 10 Jahre Garantie je nach Material. Siehe Straumann Garantie (DE151360) für weitere Einzelheiten.

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
Fax: 0761/4501 149
www.straumann.de

Kundenberatung / Bestellannahme

Tel.: 0761/4501 336
Fax: 0761/4501 149
order.de@straumann.com

Datenschutzhinweis: Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg.

© Institut Straumann AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.