

titan pin set

zur Fixierung von Membranen



Um in der chirurgischen Praxis vorhersagbare und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, kann bei der Anwendung moderner GBR- und GTR-Techniken auf eine Barrieremembran nicht verzichtet werden.



Durch Fixation der Barrieremembran am ortständigen Knochen kann sowohl das Einbringen von partikulärem Knochenregenerationsmaterial als auch die Abdeckung des Augmentates durch die Barrieremembran deutlich vereinfacht werden.

Mit dem einteiligen Applikator können titan pins auf einfachste Weise aus der Aufbewahrungsbox aufgenommen und an der Fixationsstelle eingebracht werden - ein Verdrehen des Arbeitsendes während der Anwendung ist ausgeschlossen.

Instrumente

Eigenschaften

- Äußerst komfortable Griff-Ergonomie zur leichten Aufnahme der titan pins
- Funktionelles Design
- Sicheres und einfaches Öffnen durch Einhandbedienung

Geeignet für resorbierbare und nicht-resorbierbare Membranen!

Produkt-Spezifikationen

Art.-Nr.	Inhalt
BO-440000	titan pin set 1x Applikator 1x Aufbewahrungsbox für 15 titan pins 1x titan pins 3 mm (10 Stück)
BO-440310	titan pins 3 mm (10 Stück)

Die Lieferung erfolgt unsteril, alle Teile müssen vor Benutzung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden.


Weichgewebe

Fortbildung

Hartgewebe

bone & tissue
regeneration

botiss
biomaterials



Innovation. Regeneration. Aesthetics.

Weichgewebe

Fortbildung

Hartgewebe

Direktvertrieb durch:

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg / Deutschland

Tel.: +49 761 / 4501 333
Fax: +49 800 / 4501 400

www.straumann.de

Produktmarketing durch:

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen b. Berlin / Deutschland

Tel.: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986

www.botiss.com
www.botiss-dental.com
www.facebook.com/botissdental

Bestimmte Produkte, die in dieser Broschüre erwähnt werden, sind möglicherweise nicht oder noch nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren lokalen Straumann-Partner, um Informationen zur Produktverfügbarkeit zu erhalten.

Datenschutzhinweis:

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Str. 21, 79100 Freiburg.