

PRODUKTEKATALOG

STRAUMANN® CLASSIC

SEIT 1974



Straumann® Classic
Exklusivvertrieb durch Straumann®



Das ITI (International Team for Implantology) ist akademischer Partner von Institut Straumann AG in den Bereichen Forschung und Weiterbildung.

INHALT

Einleitung	2
Implantattypen C, E, F, H und K	4
TPS Implantat (einteiliges Implantat)	5
8° Implantat (einteiliges Implantat)	6
Bonefit Implantat (45° Schulter)	7
Hohlzylinderimplantat (30°/45° Schulter) mit labialer Abschrägung, mit oder ohne Abwinkelung	8
Octa Implantat (45° Schulter, einteiliges Implantat)	9
Instrumente	10
Weitere bestellbare Komponenten	10
Anwendungsbereich für Komponenten	11

EINLEITUNG

Straumann® Classic

Wenn sich Patienten und Zahnärzte für ein Dentalimplantat entscheiden, verlassen sie sich voll und ganz auf das verwendete Produkt. Als Hersteller von Dentalimplantaten ist Straumann seit fast 40 Jahren mit den Ansprüchen seiner Kunden bestens vertraut.

Straumanns Engagement – Als Pionier auf dem Gebiet der Implantologie fühlt sich Straumann dazu verpflichtet, Millionen Patienten mit Straumann® Dentalimplantaten und Originalkomponenten exklusiv zu unterstützen.

Genau wie Kronen und Brücken auf natürlichen Zähnen zeigen auch implantatgetragene prothetische Produkte nach längerer Zeit Verschleisserscheinungen. Dies ist der Grund, warum Straumann nun Straumann® Classic Komponenten einführt.

Straumann® Classic steht für

- Vertrauen
- Zuverlässigkeit
- hohe Lebensdauer
- ein sicheres Gefühl

Straumann® Classic steht für Straumanns Anspruch, prothetische Komponenten für alle in diesem Katalog aufgeführten Straumann® Implantattypen anbieten zu können, wenn eine Neuversorgung erforderlich ist.

Wenn ein Patient nach 1974 ein Straumann® Implantat erhalten hat, können Sie über Straumann® Classic eine passende prothetische Komponente bestellen.

Straumann® Classic – Ein zusätzlicher Service für Patienten und Zahnärzte, die auf Straumann® Produkte vertrauen.

Wenden Sie sich an Straumann und verlangen Sie unsere Systemexperten, wenn Sie eine problemlose, schnelle Neuversorgung mit Straumann® Classic Komponenten wünschen.



Hersteller

Diener AG Precision Machining
CH-8424 Embrach
Schweiz

Exklusivvertrieb: durch Institut Straumann AG CH-4002 Basel (Schweiz)

Allgemeine Leitlinien

Für die Neuversorgung von Implantaten (1974-1999) stehen mehrere Möglichkeiten der prothetischen Rekonstruktion zur Verfügung.

Prothetische Komponenten aus dem Straumann® Produktkatalog (Angaben in Klammern) und erneut gefertigte Straumann® Classic Komponenten aus diesem Katalog sind für die in diesem Katalog angeführten Implantattypen erhältlich. Zu erkennen sind Straumann® Classic Komponenten an einem „C“ am Ende der Artikelnummer.

Empfehlungen für Neuversorgungen





Bitte verwenden Sie vorzugsweise Artikel aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog. Verwenden Sie die mit einem „C“ gekennzeichneten Straumann® Classic Produkte bitte nur, wenn Sie die betreffenden Eigenschaften benötigen.

IMPLANTATTYPEN C, E, F, H UND K

- Hergestellt von 1974 bis 1980
- **Indikationen:** Diese Implantattypen wurden in erster Linie für Steglösungen, aber auch für Kronen und Brücken eingesetzt.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prothetischen Komponenten zu versorgen:



040.919C Classic Set, Typ C, E, F, H und K





	Inhalt des Sets	Material
	9° Abdruckkappe	Aluminium
	Manipulierimplantat	Edelstahl
	Goldkappe	Ceramicor®*
	Okklusalschraube	Titan

TPS IMPLANTAT (EINTEILIGES IMPLANTAT)

- Hergestellt von 1980 bis 1996
- **Indikation:** Dieser Implantattyp wurde für einteilige Steglösungen verwendet.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prothetischen Komponenten zu versorgen:



040.920C Classic Set, Implantattyp TPS






	Inhalt des Sets	Material
	TPS Abdruckkappe	Aluminium
	TPS Manipulierimplantat	Edelstahl
	TPS Goldkappe	Elitor®**
	TPS Okklusalschraube, L 4 mm	Titan

8° IMPLANTAT (EINTEILIGES IMPLANTAT)

- Hergestellt von 1994 bis 1999
- **Indikation:** Dieser Implantattyp wurde für Steglösungen verwendet.
- Prothetische Versorgungen für das Monotype 8° Implantat sind ebenfalls möglich.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prothetischen Komponenten zu versorgen:



040.921C Classic Set, Typ 8°

	Inhalt des Sets	Material
	Abdruckkappe für Stegkopf 8°	Aluminium
	Implantat-Schutzkappe für Stegkopf 8°	PEEK
	Manipulierimplantat für Stegkopf 8°	Edelstahl
	Goldkappe	Ceramicor®*
	SCS Okklusalschraube, L 4 mm	Titan



BONEFIT IMPLANTAT (45° SCHULTER)

- Hergestellt von 1989 bis 1998
- **Indikation:** Dieser Implantattyp wurde für verschraubte oder zementierte Kronen, Brücken sowie Teleskop- und Steglösungen eingesetzt.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prophetischen Komponenten zu versorgen:



Versorgung für festsitzende, zementierte Kronen und Brücken

- Massivsekundärteil (Artikel aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog)
- Abgewinkeltes Sekundärteil




Art.-Nr.	Artikel	Material
048.483C	 Sekundärteil, 15° abgewinkelt	Titan
048.484C	 Sekundärteil, 20° abgewinkelt	Titan

Versorgungen für festsitzende, verschraubte Kronen und Brücken

048.404C	 Octa Sekundärteil, H 1,5 mm	Titan
----------	---	-------

Für verschraubte Neuversorgungen ist pro Implantat ein Abdruckset erforderlich.

040.922C Classic Set, Typ Octa

	Octa Abdruckkappe	Aluminium
	RN Manipulierimplantat	Edelstahl
	SCS Positionierschraube	Titan

(synOcta® Kappen können aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog ausgewählt werden.)

Versorgung für Prothesen

- Steg auf Octa Sekundärteil

048.404C	 Octa Sekundärteil, H 1,5 mm	Titan
----------	---	-------

(synOcta® Kappen können aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog ausgewählt werden.)

- LOCATOR® (Artikel aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog)

LOCATOR® ist eine eingetragene Marke von Zest Anchors, Inc. (USA).

HOHLZYLINDERIMPLANTAT (30°/45° SCHULTER) MIT LABIALER ABSCHRÄGUNG, MIT ODER OHNE ABWINKELUNG

- Hergestellt von 1988 bis 1995
- **Indikation:** Dieser Implantattyp wurde für zementierte Kronen und Brücken verwendet. Bei abgewinkelten Implantaten wird die Platzierung abgewinkelter Sekundärteile nicht empfohlen.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prothetischen Komponenten zu versorgen:



- Massivsekundärteil (Artikel aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog)




Art.-Nr.		Artikel	Material
048.483C		Sekundärteil, 15° abgewinkelt	Titan
048.484C		Sekundärteil, 20° abgewinkelt	Titan

OCTA IMPLANTAT (45° SCHULTER, EINTEILIGES IMPLANTAT)

- Hergestellt von 1995 bis 1999
- **Indikation:** Dieser Implantattyp wurde für Steglösungen verwendet.
- Die folgenden Artikel werden benötigt, um diese Implantattypen mit prophetischen Komponenten zu versorgen:



040.922C Classic Set, Typ Octa

	Inhalt des Sets	Material
	Octa Abdruckkappe	Aluminium
	RN Manipulierimplantat	Edelstahl
	SCS Positionierschraube	Titan

(synOcta® Kappen können aus dem aktuellen Straumann® Produktkatalog ausgewählt werden.)

INSTRUMENTE

Art.-Nr.		Artikel	Material
046.045C		Eindrehwerkzeug für Octa Sekundärteil	Edelstahl
046.114C		Kreuzschlitzschraubendreher	Edelstahl

Der Anwendungsbereich der Instrumente wird im Folgenden genannt.

WEITERE BESTELLBARE KOMPONENTEN

Art.-Nr.		Artikel	Material
048.220C		Kunststoffkappe für Sekundärteil 8°	Ausbrennbarer Kunststoff
048.232C		TS Goldkappe für Octa	Ceramicor®*
048.304C		Okklusalschraube, L 15 mm	Titan
048.312C		TPS Okklusalschraube, L 8 mm	Titan
048.424C		Stift-Sekundärteil	Ceramicor®*
048.448C		TS Pfosten für Octa	Titan

Der Anwendungsbereich der Komponenten wird im Folgenden genannt.

ANWENDUNGSBEREICH FÜR KOMPONENTEN

Die folgende Liste gibt einen Überblick, für welche Implantattypen die einzelnen Komponenten verwendet werden können.

Artikel	Beschreibung	C, E, F, H und K	TPS	Mono 8°	Octa Pfosten	TS Pfosten für Octa	Bonefit 45°
046.114C	Kreuzschlitzschraubendreher	x	x				
048.304C	Okklusalschraube, L 15 mm	x					
048.312C	TPS Okklusalschraube, L 8 mm		x				
048.220C	Kunststoffkappe für Sekundärteil 8°			x			
046.045C	Eindrehwerkzeug für Octa Sekundärteil				x	x	
048.448C	TS Pfosten für Octa					x	
048.404C	Octa Sekundärteil, H 1,5 mm					x	
048.232C	TS Goldkappe für Octa					x	
048.424C	Stift-Sekundärteil						x
048.483C	Sekundärteil, 15° abgewinkelt						x
048.484C	Sekundärteil, 20° abgewinkelt						x
(048.672)	(synOcta® Gewindeschutzschraube)					x	
(049.154)	(Transversalschraube)					x	
(046.420)	(TS Schraubendreher)					x	

Wenden Sie sich an Straumann und verlangen Sie unsere Systemexperten, wenn Sie eine problemlose, schnelle Neuversorgung mit Straumann® Classic Komponenten wünschen.

*Ceramicor® ist eine nicht-oxidierende Edelmetall-Legierung zum Angiessen mit Edelmetall-Legierungen.

**Elitor® ist eine Edelmetalllegierung zum Löt- und Laserschweißen von Edelmetalllegierungen.

Ceramicor® und Elitor® sind eingetragene Marken von Cendres & Métaux SA, Biel-Bienne (Schweiz).



www.straumann.com



STRAUMANN GARANTIE

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01

National Distributor

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
Fax: 0761/4501 149

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel.: 0761/4501 333
Fax: 0761/4501 149