

Straumann® CARES® Scan & Shape

CARES® verschraubte Brücken

Auftragsformular



ANLEITUNG

1. Bitte füllen Sie dieses Formular deutlich in DRUCKBUCHSTABEN aus oder tragen Sie ein × ein, wo zutreffend.
2. Um Ihren Auftrag zu bearbeiten, benötigen wir das korrekte Ausfüllen ALLER Informationen auf diesem Formular.
3. Wenn Sie Hilfe bei diesem Formular benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung unter 0761/4501 336.
4. Das diagnostische Wax-Up ist zwingend erforderlich, um eine funktionelle Brücke erstellen zu können.
5. Um Ihre Bestellung abzuschließen, ist Ihre Unterschrift auf der Rückseite dieses Formulars erforderlich.
6. Sofern Sie den Abholservice von UPS in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte UPS unter 01806/882 663.

KUNDENDETAILS	Straumann®-Kundennr.		Nur zum internen Gebrauch
	Patient (nur Initialen oder ID-Nr.)		
	Straße / Hausnr.		
	Stadt / PLZ		
	Telefon		
	E-Mail-Adresse		
	Name des Unternehmens		
	Kontaktperson		
		Projektnr.: _____	
		Eingangsdatum: _____	
		Bearbeiter: _____	

CARES® VERSCHRAUBTE BRÜCKE

Abstand zur Gingiva _____ mm

MATERIAL

- Coron® (Kobalt-Chrom) Titan Grad IV

EMERGENZPROFIL FÜR VERSCHRAUBTE BRÜCKE AUF BONE LEVEL IMPLANTATEN (wenn zutreffend)

- Optimal angepasstes Austrittsprofil
 Konvexes Profil
 Konkaves Profil

Kommentare: _____

ZAHNTABELLE:

1. Bitte tragen Sie bei der entsprechenden Zahnposition das verwendete Implantat oder die verwendete Abutment-Plattform ein.
2. Kreisen Sie alle Zähne ein, die durch eine Brückenkonstruktion ersetzt werden (falls zutreffend).

RN = Regular Neck **WN** = Wide Neck **NCI** = Narrow CrossFit® Implantatniveau **RCI** = Regular CrossFit® Implantatniveau
NCA = Narrow CrossFit® Abutmentniveau* **RCA** = Regular CrossFit® Abutmentniveau* **E** = Extension (max. eine Zahnlänge)
 * Nur für die Verwendung mit Straumann verschraubten Abutments.

Extension (falls zutreffend)																	
Implantat																	
Zahnposition (FDI)	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Implantat																	
Extension (falls zutreffend)																	

	CARES® SRBB sind für die folgenden Straumann® Plattformen verfügbar		Divergenz-Kompensation zwischen zwei beliebigen Plattformen
Implantatniveau	Weichgewebeniveau	Regular Neck (RN)	40°
		Wide Neck (WN)	
	Knocheniveau	Regular CrossFit® (RC)	30°
		Narrow CrossFit® (NC)	
Abutmentniveau	Straumann® verschraubtes Abutment	Ø 4,6 mm	40°
		Ø 3,5 mm	28°
Bei der Kombination der verschiedenen Plattformen gilt der kleinste Wert!			

Wichtige Informationen für die Bestellung von CARES® SRBB auf Straumann® verschraubten Abutments:

Die CARES® SRBB werden basierend auf deren Meistermodellen gefräst. Eine präzise Darstellung der oralen Situation ist entscheidend für einen guten Sitz der CARES® SRBBs.

Für CARES® SRBB auf Abutmentniveau empfehlen wir die Verwendung eines Meistermodells mit folgenden Manipulierimplantaten: 023.4756, 023.4757, 023.2754 (siehe Broschüre „Basisinformationen zu verschraubten Hybridrestorationen“).

AUFTRAGSBEDINGUNGEN	<p>Durch meine Unterschrift und die Übersendung dieses Auftragsformulars bestätige ich folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ich habe alle Materialien vor dem Versand an Straumann desinfiziert. Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor. Ich habe ausschließlich neue und Original Straumann Komponenten verwendet. Straumann erstellt die Elemente gestützt auf meinen Anweisungen und Spezifikationen sowie meine Genehmigung des Designs. Ich erkenne an, dass Straumann dementsprechend in keiner Art und Weise für Schäden haftbar gemacht werden kann, die auf unkorrekte Anweisungen, unkorrekte oder unvollständige Daten, unkorrekte Spezifikationen oder auf eine fehlerhafte Beurteilung des Einzelfalls zurückzuführen sind. Ebenso wenig haftet Straumann für Modifikationen an den Elementen oder Neuanfertigungen, die ich selbst vorgenommen habe. Bei Einsendung des Wax-Ups ist mir bewusst, dass Straumann dieses Modell lediglich scannt und keine weiteren Änderungen daran vornimmt. Mir ist bewusst, dass die angegebenen Lieferzeiten von den gewählten Materialien und meiner Reaktionszeit für die Genehmigung des vorgeschlagenen Konstruktionsvorschlags abhängen. Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Straumann gelesen, verstanden und akzeptiert. 	
VERSAND-CHECKLISTE	<p>Dies ist eine Versand-Checkliste, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihr Auftrag effizient und präzise bearbeitet wird. Bitte verwenden Sie die von Straumann bereitgestellte Versandbox.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Unterschriebenes Auftragsformular mit allen erforderlichen Details <input type="checkbox"/> Einartikulierte Meistermodelle (Arbeits- & Gegenkiefermodell) mit originalen Straumann® Manipulierimplantaten und Weichgewebemaske und ggf. Silikonschlüssel. <input type="checkbox"/> Diagnostisches Wax-up der definitiven Versorgung (bitte die Position des Wax-Ups auf dem Modell durch Abdruckpfosten sichern oder die Position des Wax-Ups klar auf dem Modell kennzeichnen) 	
<p>ES IST SEHR WICHTIG, DASS SIE UNS IHR DIAGNOSTISCHES WAX-UP ZUSENDEN, DAMIT WIR EINE GUT SITZENDE VERSORGUNG FÜR SIE GESTALTEN KÖNNEN.</p>		
MODELL-HANDLING	<p>Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> um den korrekten Sitz der Versorgung überprüfen zu können, darf der CARES® Scan & Shape-Zahntechniker die störenden Bereiche am Modell beschleifen <input type="checkbox"/> nein, der CARES® Scan & Shape-Zahntechniker darf die störenden Bereiche am Modell nicht beschleifen. Ich akzeptiere, dass der Sitz der Versorgung daher nicht ausreichend durch den CARES® Scan & Shape-Zahntechniker geprüft werden kann und dass die Versorgung kein CE-Zeichen trägt. 	
	<p>ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE:</p>	<p>UNTERSCHRIFT DES KUNDEN / DATUM</p>

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg.