
































































Maximale Häufigkeit der Anwendung von Straumann® schneidenden Instrumenten

Schneidende Instrumente für S, SP, TE, NNC und BL Implantate

Artikel	Art.-Nr.	Dimensionen	Häufigkeit der Anwendung																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Rosenbohrer		044.022	Ø 1,4 mm																	
Rosenbohrer		044.003	Ø 2,3 mm																	
Rosenbohrer		044.004	Ø 3,1 mm																	
Pilotbohrer 1		044.210	Ø 2,2 mm, kurz																	
Pilotbohrer 1		044.211	Ø 2,2 mm, lang																	
Pilotbohrer 2		044.214	Ø 2,8 mm, kurz																	
Pilotbohrer 2		044.215	Ø 2,8 mm, lang																	
Spiralbohrer PRO		044.250	Ø 3,5 mm, kurz																	
Spiralbohrer PRO		044.251	Ø 3,5 mm, lang																	
Spiralbohrer PRO		044.254	Ø 4,2 mm, kurz																	
Spiralbohrer PRO		044.255	Ø 4,2 mm, lang																	
SP Profilbohrer, RN		044.086	Ø 2,8 mm, kurz																	
SP Profilbohrer, RN		044.087	Ø 2,8 mm, lang																	
SP Profilbohrer, RN		044.088	Ø 3,5 mm, kurz																	
SP Profilbohrer, RN		044.089	Ø 3,5 mm, lang																	
SP Profilbohrer, WN		044.084	Ø 4,2 mm, kurz																	
SP Profilbohrer, WN		044.085	Ø 4,2 mm, lang																	
TE Profilbohrer, RN		044.701	Ø 2,8 mm, kurz																	
TE Profilbohrer, RN		044.708	Ø 2,8 mm, lang																	
TE Profilbohrer, RN		044.705	Ø 3,5 mm, kurz																	
TE Profilbohrer, RN		044.712	Ø 3,5 mm, lang																	
TE Profilbohrer, WN		044.703	Ø 4,2 mm, kurz																	
TE Profilbohrer, WN		044.710	Ø 4,2 mm, lang																	
BL/NNC Profilbohrer		026.2303	Ø 3,3 mm, kurz																	
BL/NNC Profilbohrer		026.2306	Ø 3,3 mm, lang																	
BL Profilbohrer		026.4303	Ø 4,1 mm, kurz																	
BL Profilbohrer		026.4306	Ø 4,1 mm, lang																	
BL Profilbohrer		026.6303	Ø 4,8 mm, kurz																	
BL Profilbohrer		026.6306	Ø 4,8 mm, lang																	
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.590	Ø 3,3 mm, kurz																	
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.591	Ø 3,3 mm, lang																	
S/SP Gewindeschneider für Adapter		044.575	Ø 3,3 mm																	

Artikel	Art.-Nr.	Dimensionen	Häufigkeit der Anwendung																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.592	Ø 4,1 mm, kurz																	
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.593	Ø 4,1 mm, lang																	
S/SP Gewindeschneider für Adapter		044.577	Ø 4,1 mm																	
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.594	Ø 4,8 mm, kurz																	
S/SP Gewindeschneider für Ratsche		044.595	Ø 4,8 mm, lang																	
S/SP Gewindeschneider für Adapter		044.579	Ø 4,8 mm																	
BL/TE/NNC Gewindeschneider für Adapter		026.2310	Ø 3,3 mm																	
BL/TE Gewindeschneider für Adapter		026.4310	Ø 4,1 mm																	
BL/TE Gewindeschneider für Adapter		026.6310	Ø 4,8 mm																	

Schneidende Instrumente für BLT Implantate

Artikel	Art.-Nr.	Dimensionen	Häufigkeit der Anwendung																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Nadelbohrer		026.0054	Ø 1,6 mm, kurz																	
Nadelbohrer		026.0056	Ø 1,6 mm, lang																	
BLT Pilotbohrer		026.0001	Ø 2,2 mm, kurz																	
BLT Pilotbohrer		026.0002	Ø 2,2 mm, lang																	
BLT Bohrer		026.2200	Ø 2,8 mm, kurz																	
BLT Bohrer		026.2201	Ø 2,8 mm, lang																	
BLT Bohrer		026.4200	Ø 3,5 mm, kurz																	
BLT Bohrer		026.4201	Ø 3,5 mm, lang																	
BLT Bohrer		026.6200	Ø 4,2 mm, kurz																	
BLT Bohrer		026.6201	Ø 4,2 mm, lang																	
BLT Profilbohrer		026.0061	Ø 2,9 mm, kurz																	
BLT Profilbohrer		026.0062	Ø 2,9 mm, lang																	
BLT Profilbohrer		026.0003	Ø 3,3 mm, kurz																	
BLT Profilbohrer		026.0004	Ø 3,3 mm, lang																	
BLT Profilbohrer		026.0005	Ø 4,1 mm, kurz																	
BLT Profilbohrer		026.0006	Ø 4,1 mm, lang																	
BLT Profilbohrer		026.0007	Ø 4,8 mm, kurz																	
BLT Profilbohrer		026.0008	Ø 4,8 mm, lang																	
BLT Gewindeschneider		026.0063	Ø 2,9 mm																	
BLT Gewindeschneider		026.0009	Ø 3,3 mm																	
BLT Gewindeschneider		026.0010	Ø 4,1 mm																	
BLT Gewindeschneider		026.0011	Ø 4,8 mm																	

Hinweis: Die hohe Qualität des Werkstoffes und der Verarbeitung der Bohrer, Gewindeschneider und Profilbohrer erlauben einen mehrfachen Einsatz bis zu maximal 10 Anwendungen nur bei korrekter und sorgfältiger Pflege (siehe auch *Pflege und Wartung der chirurgischen und prothetischen Instrumente*, 151.008). Weitere Informationen unter www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an: datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg.