

## Die nächste Generation der Bohrertechnologie



### **Straumann® Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm**

Eine sorgfältige Präparation der Implantationsstelle ist wichtig, um eine hohe primäre Implantatstabilität zu erreichen. Spiralbohrer mit großen Durchmessern benötigen besonders präzises Handling für eine optimale Implantatbettpräparation.

Wir haben den Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm entwickelt, um die exakte Präparation des Implantatbetts zu unterstützen. Die abgerundete Spitze erleichtert die sichere Positionierung des Bohrers und gewährleistet eine zuverlässige Bohrerzentrierung in der Osteotomie. Die festgelegte Richtung wird während des gesamten Bohrvorgangs beibehalten. Der Spiralbohrer PRO Ø 4,2 mm ist in einer kurzen und langen Ausführung erhältlich.